

分光電気化学セル ～ VB1900 ～

■ セル構成

B1900 セルキャップ

- ※4 ① テフロンチューブ (PTFE) 2m
- ② 電極ホルダー (PEEK) 1個
- ※1 ③ O-リング1 (パーフロ) 1個
- ※3 ④ チューブコネクタ (PEEK) 2個
- ※2 ⑤ 作用極用ケーブル (黒) 3本
- ※2 ⑥ 対極用ケーブル (赤) 3本
- ⑦ セルキャップ (PEEK) 1個
- ※1 ⑧ O-リング2 (パーフロ) 1個
- ⑨ セルキャップネジ (PEEK) 1個

作用電極 1個

- ⑩ B1900 Pt作用電極
- ⑪ B1900 Au作用電極
- ⑫ B1900 Ti/C作用電極

上記からご選択いただけます。

B1900 Pt対極 1本


- ⑬ Pt線 (Φ0.8, FEP熱収縮チューブ付)

B1900 石英セル

- ⑭ 石英セル (石英) 1個
- ⑮ スペーサー (PEEK) 1個
- ※1 ⑯ O-リング3 (パーフロ) 1個
- ⑰ 高さ調整用ボルト (PEEK) 4種 各1個 (長さ違い)



■ 交換用パーツ

- (※1) B1900 ゴム1回分
- (※2) B1900 ケーブル (黒・赤) 各3本 ※(作用極用ケーブル/対極用ケーブル 各3本)
- (※3) 103210A チューブコネクタ 5個
- (※4) 16080 テフロンチューブ 2m



作用電極 (100メッシュ, FEP熱収縮チューブ付)

※メッシュ部サイズ
8mm x 8mm



株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

https://www.ec-frontier.co.jp

