

EQCMフローセル ～ VQ4 ～

■ セル構成

★ 16080 1/16"テフロンチューブ2m

① テフロンチューブ (PTFE) 2m

★ Q400 セル本体

※2 ② チューブコネクタ (PEEK) 2個

③ 電極ホルダー (PEEK) 1個 ※φ6電極適合 (セラミックフィルタタイプのみ)

※1 ※3 ④ O-リング1 (バイトン) 1個 ※φ6電極適合

⑤ セルボディ (PEEK) 1個

※1 ※3 ⑨ O-リング2 (バイトン) 2個

⑩ 固定パーツ1 (PEEK) 1個

⑪ 固定パーツ2 (PEEK) 1個

★ 16100A 1/16" SUS管 40mm

⑥ SUS管 [外径1/16" 内径1.0mm] (SUS316) 40mm 1本


★ 16100B 1/16" Pt管 40mm

⑦ Pt管 [外径1/16" 内径1.0mm] (Pt) 40mm 1本

上記からご選択いただけます。

★ Q400 シリコンチューブ2m

⑧ シリコンチューブ [外径2mm 内径1.0mm] (シリコン) 2m



■ 交換用パーツ


(※1) Q400 ゴム 3回分

(※2) 103210A チューブコネクタ (1/16"チューブ適合) 5個

■ オプション

(※3) Q400 耐薬ゴム 1回分

Q100 QCM922A用 アダプタホルダー



(材質: アクリル・SUS304・ゴム足)

スターターキットには★マークが含まれております

株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

<https://www.ec-frontier.co.jp>

