

分光電気化学セル ～ VS100 ～

■ セル構成

参照電極 1個

- ① Ag/AgCl 参照電極 (液絡部セラミックフィルタ) RE-T24
- ② Ag/Ag⁺ 参照電極 (液絡部セラミックフィルタ) RE-25

上記からご選択いただけます。

VS100 セルキャップ

- ※4 ③ テフロンチューブ (PTFE) 2m
- ④ 電極ホルダー (PEEK) 1個 ※φ3電極適合
- ※1 ⑤ O-リング1 (パーフロ) 1個 ※φ3電極適合
- ※3 ⑥ チューブコネクタ (PEEK) 2個
- ※2 ⑦ 作用極用ケーブル (黒) 3本
- ※2 ⑧ 対極用ケーブル (赤) 3本
- ⑨ セルキャップ (PEEK) 1個
- ※1 ⑩ O-リング2 (パーフロ) 2個
- ※1 ⑪ O-リング3 (パーフロ) 1個
- ⑫ セルキャップネジ (PEEK) 1個

作用電極 1個

- ⑬ VS100 Pt 作用電極
- ⑭ VS100 Au 作用電極
- ⑮ VS100 Ti/C 作用電極

上記からご選択いただけます。

VS100 Pt 対極 1本


- ⑯ Pt線 (φ0.8, FEP熱収縮チューブ付)

VS100 石英セル

- ⑰ 石英セル (石英) 1個
- ⑱ スペーサー (PEEK) 1個
- ※1 ⑲ O-リング4 (パーフロ) 1個
- ⑳ 高さ調整用ボルト (PEEK) 4種 各1個 (長さ違い)



■ 交換用パーツ

- (※1) VS100 ゴム 1回分
- (※2) VS100 ケーブル (黒・赤) 各3本 ※(作用極用ケーブル/対極用ケーブル 各3本)
- (※3) 103210A チューブコネクタ (1/16"チューブ適合) 5個
- (※4) 16080 1/16" テフロンチューブ 2m



作用電極 (100メッシュ, FEP熱収縮チューブ付)

※メッシュ部サイズ
8mm x 8mm



株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

<https://www.ec-frontier.co.jp>

