

ITO用 分光電気化学セル ～ VS200 ～

■ セル構成


- ① 六角穴付きボルト (SUS304) 4個
- ② 窓押え (PEEK) 1個
- ※1 ③ 石英窓 (石英) 1個
- ※2,4 ④ ガasket1 (バイトン) 1枚
- ※3 ⑤ ピークチューブ (PEEK) 1m ※1/16"
- ⑥ ローレットナット (SUS304) 2個
- ※2,4 ⑦ O-リング1 (バイトン) 2個 ※φ6電極適合
- ⑧ セルキャップ (PEEK) 1個
- ※2,4 ⑨ O-リング2 (バイトン) 2個 ※1/16" チューブ適合
- ※2,4 ⑩ ガasket2 (バイトン) 1枚
- ⑪ 寸切りボルト (SUS304) 2個
- ⑫ セルボディ (PEEK) 1個
- ⑬ 位置決めピン (PEEK) 2個
- ※2,4 ⑭ O-リング3 (バイトン) 1個
- ⑮ 集電板 (SUS316/金メッキ) 1個
- ⑯ 電極押え (アルミニウム/黒アルマイト処理) 1個

■ 交換用パーツ

- (※1) VS200 石英窓 1個
- (※2) VS200 ゴム 3回分
- (※3) 16100 1/16"ピークチューブ 1m

■ オプション

- (※4) VS200 耐薬ゴム 1回分



株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

<https://www.ec-frontier.co.jp>

